

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Citoceratina 20 (Ck20) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35900

Número do item: CM0002098

introdução

mAb de coelho anti-Citoceratina 20 (CK20) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece CK20 humano e de rato (~48 kDa), expresso em epitélios intestinais e células de Merkel. Ideal para pesquisa do trato gastrointestinal e estudos de marcadores IHC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Citoceratina 20 (CK20)
Observações/Alias	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Citoceratina 20 (CK20)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54474
ID do Gene	54474
Imunógeno	Pepetídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P35900
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo