

Dab22Ip Rabbit Pab - Q5Vwq8

Número do item: CM0019581

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DAB2IP, uma proteína de andaime envolvida em vias de sinalização, apoptose e supressão de tumores. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas e de ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAB2IP Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	153090
GeneID	153090
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 205-320 do DAB2IP humano (NP_619723.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q5VWQ8
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco de gelo