

Anticorpo Policlonal De Coelho Dap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51397

Número do item: CM0030232

introdução

Conheça o anticorpo policlonal de coelho DAP (P51397) da CamelBio para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose, autofagia e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAP Rabbit pAb
Observações/Alias	DAP1; DAP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1611
GeneID	1611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-102 da DAP humana (NP_004385.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51397
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo