

Dazl Anticorpo Policlonal De Coelho - Q92904

Número do item: CM0013307

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DAZL validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Proteína de ligação a RNA essencial para a espermatogênese; expressão específica de testículo. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAZL Anticorpo policlonal de coelho
Observações/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1618
GeneID	1618
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92904
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo