

Dcaf11 Rabbit Pab - Q8Teb1

Número do item: CM0021607

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCAF11, um recetor de substrato para o complexo de ligase de ubiquitina E3 CUL4-DDB1. Validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Útil para investigação da via de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCAF11 Rabbit pAb
Observações/Pseudónimo	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80344
GeneID	80344
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do DCAF11 humano (NP_079506.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q8TEB1
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo