

Mab De Coelho Anti-Ddx1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92499

Número do item: CM0010454



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DDX1 validado para WB, IHC-P, IP e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo das funções da helicase de RNA na transcrição, na resposta antiviral e na biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-DDX1
Observações/Alcunhas	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1653
GeneID	1653
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 441-740 do DDX1 humano (NP_004930.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q92499
Peso da proteína	82 kDa
Envio	Gelo reutilizável