


Pab De Coelho Contra Ddx3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000571

Número do item: CM0030384



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a DDX3 humano (000571) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Está envolvido no metabolismo de RNA, regulação da tradução e sinalização imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra DDX3
Observações/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1654
ID do Gene	1654
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da DDX3 humana (NP_001347.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	000571
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Bolsa de gelo