


Anticorpo Policlonal De Coelho Ddx39A Para Wb E Elisa - 000148

Número do item: CM0012823



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DDX39A validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Alvo: RNA helicase dependente de ATP envolvida na exportação e splicing de mRNA. Ideal para pesquisa de transporte nucleocitoplasmático e metabolismo de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho DDX39A
Observações/Apelido	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10212
GeneID	10212
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-427 do DDX39A humano (NP_005795.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O00148
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo