


Anticorpo Policlonal De Coelho Ddx50 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bq39

Número do item: CM0025593



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DDX50 humano (GU2/GUB), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre metabolismo de RNA e restrição antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX50 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GU2; GUB; mcdrh; RH-II/GuB; DDX50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79009
GeneID	79009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do DDX50 humano (NP_076950.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQ39
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo