

Ddx51 Rabbit Pab - Q8N8A6

Número do item: CM0016080

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DDX51 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em Humano, Rato e Camundongo. Alvo: helicase de RNA dependente de ATP DDX51, um fator chave na biogénese da subunidade ribossomal 60S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX51 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	DDX51
Espécie	Humano
GeneID (humano)	317781
GeneID	317781
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 367-666 do DDX51 humano (NP_778236.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q8N8A6
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo