

Ddx55 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Nhq9

Número do item: CM0018961

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DDX55 para Western blot e ELISA. Deteta DDX55 humano e murino, uma RNA helicase da caixa DEAD envolvida no processamento de rRNA. Ideal para pesquisa em biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDX55 pAb de Coelho
Observações/Alias	DDX55
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57696
GeneID	57696
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-360 da DDX55 humana (NP_065987.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NHQ9
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo