


Decr1 Pab De Coelho - Q16698

Número do item: CM0012845



introdução

DEC1 pAb de coelho é um anticorpo policlonal para WB e ELISA, direcionado a DEC1 (2,4-dienoil-CoA redutase mitocondrial) humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEC1 pAb de coelho
Observações/Alias	DEC1; NADPH; SDR18C1; DEC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1666
GeneID	1666
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-335 da DEC1 humana (NP_001350.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16698
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo