


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Decr2 (Pab) Para Wb, Elisa - Q9Nui1

Número do item: CM0019133



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DEC2 validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 31 kDa. Tem como alvo a 2,4-dienoil-CoA redutase peroxissomal, uma enzima auxiliar na β -oxidação de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PDCR; SDR17C1; DEC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26063
ID do Gene	26063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-240 do DEC2 humano (NP_065715.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NUI1
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo