

Defb4A Pab De Coelho Para Ihc-P, Elisa - 015263

Número do item: CM0018872



introdução

DEFB4A pAb de Coelho é um anticorpo policlonal de coelho que visa a beta-defensina 2 humana, validado para IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Usado em pesquisas de peptídeos antimicrobianos e estudos de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEFB4A pAb de Coelho
Observações/Apelido	BD-2; SAP1; DEFB2; DEFB4; HBD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1673
GeneID	1673
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-64 do DEFB4A humano (NP_004933.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15263
Peso da Proteína	7kDa
Envio	Saco com gelo