


Dek Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35659

Número do item: CM0002369



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho DEK para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano e rato. Alvo o regulador de cromatina nuclear DEK (43kDa). Ideal para pesquisa em câncer e cromatina. - P35659

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEK Rabbit mAb
Observações/Apelido	D6S231E; DEK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7913
GeneID	7913
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-200 da DEK humana (P35659).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P35659
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo