


Anticorpo Policlonal De Coelho Depdc6 Para Wb E Elisa - Q8Tb45

Número do item: CM0025270



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DEPDC6 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta DEPTOR humano e de camundongo, um regulador negativo chave do mTOR essencial para estudos de autofagia. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEPDC6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEP.6; DEPDC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64798
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-217 do DEPDC6 humano (NP_073620.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TB45
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo