

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Desmina Para Wb, Elisa - P17661

Número do item: CM0013865

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Desmina validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo a Desmina humana, um filamento intermediário do tipo III essencial para a integridade do sarcômero muscular. Adequado para pesquisas de músculo cardíaco e esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmina pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1674
GeneID	1674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Desmina humana (NP_001918.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P17661
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo