


Mab De Coelho Contra A Desmoplaquina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15924

Número do item: CM0007972



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a desmoplaquina, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a proteína desmossômica de ~332 kDa, sendo ideal para pesquisas sobre adesão celular, cardiomiopatia e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a desmoplaquina
Observações/Alcunha	DP; DCWHKTA
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2609–2822 da desmoplaquina humana (NP_004406.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P15924
Peso da proteína	332 kDa
Envio	Bolsa de gelo