

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Destrin Para Wb E Elisa - P60981

Número do item: CM0003481

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Destrin validado para aplicações em WB e ELISA, com reatividade cruzada com humanos, camundongos e ratos. Adequado para investigar a despolimerização da actina e a regulação do citoesqueleto. UniProt P60981.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Destrin
Observações/Alias	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Destrina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11034
GeneID	11034
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60981
Peso Molecular da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo