


Anticorpo Policlonal De Coelho Dgcr8 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8WYq5

Número do item: CM0019748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DGCR8 de alta qualidade para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconhece DGCR8 humano, de camundongo e de rato (86 kDa), uma subunidade chave do microprocessador crítica para a biogênese de miRNA e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGCR8 pAb de Coelho
Observações/Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54487
GeneID	54487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-340 do DGCR8 humano (NP_073557.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYQ5
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo