


Mab Coelho De Dhfr Para Wb, Elisa - P00374

Número do item: CM0011415



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DHFR validado para WB e ELISA. Detecta DHFR humano, de camundongo e rato (21 kDa). Indicado para estudos de metabolismo do folato, pesquisa em câncer e resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho de DHFR
Observações/Alias	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1719
ID do Gene	1719
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 88-187 da DHFR humana (NP_000782.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00374
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo