


Dhrs4 Anticorpo Policlonal De Coelho - Q9Btz2

Número do item: CM0018663



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DHR54 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Reconhece DHR54 humano, de camundongo e de rato (~30 kDa), uma desidrogenase/reductase envolvida no metabolismo de xenobióticos e esteroides. Ideal para o desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho DHR54
Observações/Apelidos	CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHR54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10901
GeneID	10901
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9BTZ2
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Embalagem de gelo