

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Digoxina - Digoxina

Número do item: CM0019105

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a digoxina para aplicações de Dot Blot (DB) e ELISA. A reatividade independente da espécie garante ampla utilidade em pesquisas de monitoramento da digoxina e no desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Digoxina
Imunógeno	Compostos químicos
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente da espécie
Envio	Bolsa de gelo