

Anticorpo Policlonal De Coelho Dimethyl-Eef1A-K55 (P68104/Q05639) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000231



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a lisina 55 dimetilada da eEF1A humana (EEF1A1/EEF1A2, Swiss-Prot P68104/Q05639). Validado para WB e ELISA, ideal para pesquisa do fator de elongação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DiMethyl-eEF1A-K55 Rabbit pAb
GeneID (humano)	1915/1917
Imunogênio	Peptídeo sintético dimetilado em torno da K55 da eEF1A humana (NP_001393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P68104/Q05639
Envio	Saco de gelo