

Pab De Coelho Dimethyl-Histona H3-K14 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a lisina 14 dimetilada da histona H3 humana (Q16695/P68431). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com seres humanos, camundongos, ratos e outras espécies (previsto).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho DiMethyl-Histona H3-K14
Observações/Alíase	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histona H3-K14
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo dimetilado sintético ao redor de K14 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo