

Anticorpo Policlonal De Coelho Dimetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Pesquisa Epigenética E Chip

Número do item: CM0000339



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a lisina 27 di-metilada da histona H3 (H3K27me2). Adequado para WB, IHC, IF, ELISA, ChIP e ChIP-seq em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos epigenéticos e pesquisa de dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho DiMetil-Histona H3-K27
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de Gelo