

Anticorpo Policlonal De Coelho Dimethyl-Histona H3-K36 (Q16695 / P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq

Número do item: CM0000324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico que reconhece a Lisina36 dimetilada da histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Ampla reatividade cruzada com humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Adequado para pesquisas epigenéticas e de biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DiMethyl-Histona H3-K36 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histona H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo dimetilado sintético em torno da K36 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Sacola com gelo