


Anticorpo Monoclonal De Coelho Dimethyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Ip & Elisa

Número do item: CM0000237



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa a Lisina 36 dimetilada da Histona H3 humana (SWISS: Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e espécies amplamente previstas. Ideal para pesquisas epigenéticas e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho DiMethyl-Histone H3-K36
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo dimetilado sintético em torno de K36 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo