


Anticorpo Monoclonal De Coelho Dimethyl-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Chip, Wb E Pesquisa Epigenética

Número do item: CM0000378



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho DiMethyl-Histona H3-K4 direcionado à Histona H3 humana (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq e CUT&Tag. Reage de forma cruzada com humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DiMethyl-Histona H3-K4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histona H3-K4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunogênio	Peptídeo sintético Peptídeo dimetilado sintético ao redor do K4 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Previsão de Ampla Gama)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo