


Anticorpo Policlonal De Coelho Dimetil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P

Número do item: CM0000401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a histona H3 dimetilada na lisina 4 (H3K4me2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa de epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho DiMetil-Histona H3-K4
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo