

Anticorpo Policlonal De Coelho Dimethyl-Histona H3 (K79) (Q16695/P68431) Para Wb, Elisa, Chip

Número do item: CM0000253



introdução

pAc de Coelho DiMethyl-Histona H3-K79 validado para Western blot, ELISA e ChIP. Reconhece H3K79me2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa epigenética e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc de Coelho DiMethyl-Histona H3-K79
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histona H3-K79
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo dimetilado sintético em torno do K79 da histona H3 humana (NP_003520.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo