

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dimetil-Histona H3-K79 (Q16695/P68431) - Validado Para Wb, Ihc-P, Chip-Seq

Número do item: CM0000393



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Histona H3 dimetilada na Lisina 79 (H3K79me2). Reconhece H3 humano, de rato e camundongo. Adequado para WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Ideal para pesquisa epigenética e estudos de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-DiMetil-Histona H3-K79
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K79
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético dimetilado em torno de K79 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15 kDa
Remessa	Saco de Gelo