

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Dimetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Número do item: CM0000397



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho purificado por afinidade contra histona H3 dimetilada na lisina 9 (H3K9me2). Adequado para WB, DB, IHC-P, ELISA e ChIP. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e uma ampla gama de espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DiMetil-Histona H3-K9 Rabbit mAb                                                                       |
| Observações/Alias   | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K9                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 8290/8350                                                                                              |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                              |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo dimetilado sintético ao redor do K9 da Histona H3 humana (NP_003520.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Metilados                                                                                   |
| Aplicação           | WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)                                                  |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 15 kDa                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                           |