

Anticorpo Policlonal De Coelho DiMetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Pesquisa Epigenética | Wb, Chip, If/Icc

Número do item: CM0000390



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DiMetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) validado para WB, ChIP, IF/ICC e mais. Reage com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para estudos epigenéticos e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho DiMetil-Histona H3-K9
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo