


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Dimetil-Histona H4-K20 (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000292



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para DiMetil-Histona H4-K20 (P62805) validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a lisina 20 dimetilada da histona H4. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo