


Anticorpo Monoclonal De Coelho Dimetil-Histona H4-K20 (P62805) - Validado Para Wb, Db, Ihc-P, Elisa Em Estudos De Epigenética

Número do item: CM0000321



introdução

Detecta especificamente a lisina 20 dimetilada da Histona H4 humana (P62805). Ideal para WB, DB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para Humano, Rato, Ratazana e uma ampla gama prevista. Adequado para biologia da cromatina e aplicações IVD epigenéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho DiMetil-Histona H4-K20
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMetil-Histona H4-K20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359
Imunogénio	Um péptido sintético dimetilado em torno da K20 da Histona H4 humana (NP_003539.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo