


Anticorpo De Coelho Pab Dimethyl-Histone H4-K20 (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000381



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H4 dimetilada na lisina 20 (H4K20me2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato e uma ampla gama de espécies. Detecta uma banda de ~11 kDa; fornecido líquido, enviado em sacos de gelo. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb DiMethyl-Histone H4-K20
Observações/Apêndice	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunogênio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético dimetilado em torno da K20 da histona H4 humana (NP_003529.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo