

Anticorpo Monoclonal De Coelho Disc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nri5

Número do item: CM0005798



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao DISC1 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurogênese, desenvolvimento cerebral e esquizofrenia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho DISC1
Observações/Apelido	SCZD9; C1orf136; DISC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27185
GeneID	27185
Imunógeno	`Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRI5
Peso Proteico	94kDa
Envio	Saco de gelo