

Anticorpo Policlonico De Coelho Dlat Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Bmf4

Número do item: CM0025726

introdução

Anticorpo policlonico de coelho DLAT contra dihidrolipoamida acetiltransferase murina (PDC-E2). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLAT Rabbit pAb
Observações/Alias	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1737
GeneID	235339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 86-305 da DLAT murina (NP_663589.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8BMF4
Peso Proteico	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo