

Dlgap5 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15398

Número do item: CM0020862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DLGAP5 de alta qualidade, validado para aplicações de Western blot, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a DLGAP5 humana (DLG7/HURP), um regulador do ciclo celular e potencial biomarcador de cancro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DLGAP5 pAb de coelho
Observações/Alias	DLG7; HURP; DLGAP5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9787
GeneID	9787
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 547-846 da DLGAP5 humana (NP_055565.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q15398
Peso da proteína	95 kDa
Expedição	Bolsa de gelo