

Dlx5 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P56178

Número do item: CM0009354



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho DLX5 detecta o DLX5 humano, um fator de transcrição essencial para a diferenciação de osteoblastos e o desenvolvimento ósseo. Aplicações: WB, ELISA. Ideal para pesquisas de biologia óssea e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLX5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1749
ID do Gene	1749
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do DLX5 humano (P56178).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56178
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo