

Dmgdh Rabbit Mab Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ui17

Número do item: CM0007563



introdução

DMGDH Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da dimetilglicina desidrogenase mitocondrial no metabolismo da glicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMGDH Rabbit mAb
Observações/Apelido	DMGDHD; ME2GLYDH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29958
ID do Gene	29958
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 472-866 do DMGDH humano (NP_037523.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Ui17
Peso Proteico	45KD/97kDa
Envio	Saco de gelo