

Anticorpo Monoclonal De Coelho Dmp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13316

Número do item: CM0005574

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DMP1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a fosfoproteína 1 ácida da matriz dentinária humana (DMP1), de 56 kDa, envolvida na mineralização óssea e dentária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMP1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ARHP; ARHR; DMP-1
Espécie	Humano
GeneID	1758
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 413-513 da DMP1 humana (NP_004398.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13316
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo