

Anticorpo Monoclonal De Coelho Dnaja4 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Ww22

Número do item: CM0003573

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho DNAJA4 validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre atividade chaperona localizada em membrana, splicing alternativo e estudos de proteínas de dedo de zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJA4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55466
ID do Gene	55466
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-397 do DNAJA4 humano (NP_057538.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8WW22
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo