

Dnajc17 Pab De Coelho - Q9Nvm6

Número do item: CM0024237



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DNajc17 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de ~35 kDa. Útil para investigar a regulação transcripcional mediada por PAX8 e pesquisas relacionadas a chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC17 pAb de Coelho
Observações/Alias	DNAJC17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55192
GeneID	55192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-304 do DNAJC17 humano (NP_060633.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVM6
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo