

Dnmt1 Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Número do item: CM0028888



introdução

DNMT1 Coelho pAb é um anticorpo policlonal de coelho contra DNMT1 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para pesquisa de metilação de DNA, herança epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1786
ID do Gene	1786
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 760-1109 de DNMT1 (NP_001370.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envio	Saco de gelo