


Dnmt3A Pab De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K1

Número do item: CM0021398



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade direcionado a DNMT3A, validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Detecta DNMT3A humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de metilação de novo do DNA e epigenéticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT3A pAb de Coelho
Observações / Apelido	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1788
ID do Gene	1788
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 da DNMT3A humana (NP_072046.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K1
Peso da Proteína	102kDa
Transporte	Bolsa de gelo