


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Transportador De Dopamina/Dat Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01959

Número do item: CM0005396



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Transportador de Dopamina (DAT) humano para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização dopaminérgica e neurodegeneração. SWISS: Q01959.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Transportador de Dopamina/DAT
Observações/Apelido	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6531
GeneID	6531
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q01959
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo