


Anticorpo Policlonal De Coelho Drd2 Para Wb E Elisa - P14416

Número do item: CM0016640



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de dopamina D2 humano (DRD2). Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de ~51 kDa. Ideal para pesquisa em neurociência e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DRD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	D2R; D2DR; DRD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1813
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DRD2 humano (NP_000786.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14416
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo