

Anticorpo Policlonal Coelho Dtl Para Wb E Elisa - Q9Nzj0

Número do item: CM0017440



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DTL validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com DTL de rato e camundongo. Ideal para estudar a regulação do ciclo celular, a resposta a danos no DNA e as vias de ubiquitinação em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho DTL
Observações/Apelido	CDT2; RAMP; DCAF2; L2DTL; DTL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51514
ID do Gene	51514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 541-730 do DTL humano (NP_057532.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZJ0
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de Gelo